

Spaceline EX 徹底解剖

Spaceline EX

発売記念企画

今号のテーマ：Spaceline EXとマイクロスコープの親和性に迫る！！

Human Centered Design - 人を中心
 変わることなく進化する、それが「Spaceline」のコンセプト



ご希望のお申し込み項目をお選びください。

お申し込みになられる項目の□に✓を記入してください。



チェック
してください

Spaceline EX 資料請求お申し込み

お申し込みの方は、下記で記入欄 1 3 をご記入ください。

※後日、資料到着の確認の為、ご連絡を差し上げます。



チェック
してください

ショールーム見学お申し込み

お申し込みの方は、下記で記入欄 1 2 3 をご記入ください。

※申込書到着後、担当者よりご連絡させていただきます。

※各ショールームの展示品目は、モリタのホームページDENTAL PLAZAをご確認ください。



チェック
してください

セミナー参加お申し込み

① お申し込みの方は、下記で記入欄 1 4 をご記入ください。

② お申し込みになられるセミナーの□に✓を記入してください。

セミナー No. ① 見える! 削れる! スキルアップセミナー

□ 大阪 2018年8月18日(土)・8月19日(日)

□ 大阪 2019年2月23日(土)・2月24日(日)

セミナー No. ② マイクロスコープ導入前に!! マイクロスコープを使った診療システム

□ 大阪 2018年7月22日(日)

□ 大阪 2018年10月21日(日)

セミナー No. ③ pdマイクロスコープ診療システム習得コース

□ 東京 2018年9月23日(日)・9月24日(月・祝)

□ 東京 2019年1月13日(日)・1月14日(月・祝)

セミナー No. ④ 実践! 臨床技術向上セミナー 歯科臨床が変わるコンサルテーションとミラーテクニックのチカラ

□ 大阪 11月18日(日)

□ 東京 9月9日(日)

□ 東京 12月2日(日)

□ 東京 2019年3月3日(日)

セミナー No. ⑤ アシスタントセミナー スペースラインをつかったバキュームテクニックコース

□ 大阪 2018年7月12日(木)

□ 大阪 10月18日(木)

□ 大阪 2019年2月7日(木)

セミナーの詳細内容は前のページをご覧ください。

1	(ふりがな)	(ふりがな)
	お名前	医 院 名 お勤め先
	〒	ご勤務先に連絡 ※必ずご記入ください。 ☐ 可 ☐ 不可
	ご案内の 送付先	TEL ※セミナーをお申込の場合は、必ずご記入ください。 FAX 当日の緊急連絡先 TEL
	□ 医院 □ ご自宅	
2	ご職業	□ 歯科医師 □ 歯科技工士 □ 歯科衛生士 □ その他
3	見学をご希望される ショールーム	□ 北海道支店 □ 東北支店 □ 東京本社 □ 横浜支店 □ 名古屋支店 □ 大阪本社 □ 京都支店 □ 広島支店 □ 福岡支店
4	お出入りの ディーラー	支 店 TEL 営業所 ※電話番号も必ずご記入ください。担当者の携帯も可。 ☐ 取引先ディーラーなし
	□ モリタ友の会 会員 (本人・院長)が会員 ※どちらかに○をつけてください。	会員 No.
	□ 未入会	※モリタ友の会会員を選択され、入会手続きがまだの方は自動的に2018年入会手続きをいたします。
	□ 一般 会員	年会費 8,640円(税込)
	□ 勤務医 会員	年会費 3,240円(税込)
	□ 歯科技工士 会員	年会費 3,240円(税込)
	□ 歯科衛生士 会員	年会費 3,240円(税込)
	□ 2019年度からの自動更新はしない。	※友の会年会費はお出入りのディーラーからのご請求になりますので参加費と一緒にお振込みいただく必要はございません。

※募集期間:2018年2月1日～2018年11月30日 会員資格:2018年4月1日～2019年3月31日(1年毎更新制)

ご記入いただいたお申し込み情報は、モリタ個人情報収集方針に準じ厳密に取り扱いたします。 <http://www.dental-plaza.com/policy/>

株式会社モリタ
大阪本社

FAX 0120-988-520

<お問合せ> TEL 0120-988-291 または TEL 06-6338-7146

送信時うらおもてを
お確かめください。



携帯電話・スマート
フォンからも申し
込みいただけます。



Spaceline EX は、 マイクロスコープ診療にも適しています。

マイクロスコープ診療では、フォーカシングに時間がかかります。
その多くは、先生の診療姿勢や環境を改善する事で解決できます。

ここに
注目!

姿勢の改善で、画角の調整が 容易に行える

最高位が、800mmと高く、先生がのぞき込
まなくても診療ができるため、無理な姿勢
をせずに診療する事ができます。マイク
ロスコープを動かす範囲も小さいので、
フォーカシングも容易に行えます。

ここに
注目!

フォーカスの微調整が フットコントローラーでできる

フォーカスの微調整をフットコントロー
ラーで診療台を上下する事で行えるため、
マイクロスコープから視線をそらしたり、
マイクロスコープを動かす必要がありま
せん。これは、スロースピードモードで
診療台を垂直上昇・下降が行えるためです。
垂直上昇・下降ができないと、マイク
ロスコープの画角から患部がズレてしまい、
マイクロスコープのセッティングを再度
行う必要が生じます。

ここに
注目!

マイクロスコープがマウント できる Spaceline EX

マイクロスコープをマウントできる
Spaceline EXでは、必要な時に、すぐ患者
さんの口腔の真上にセッティングでき、
電源ケーブルや映像信号のケーブルに配慮
する必要がありません。見た目にも、シン
プルで美しい外観です。



発売
株式会社 モリタ
大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター 歯科医療従事者様専用 T 0800. 222 8020 (フリーコール)

製造販売・製造
株式会社 モリタ製作所
本社工場 京都府京都市伏見区東浜 南町680 〒612-8533 T 075. 611 2141
久御山工場 京都府久世郡久御山町市田 新珠城190 〒613-0022 T 0774. 43 7594
鳥取工場 鳥取県倉吉市谷608 〒682 -0954 T 0858. 24 0005

販売名: スペースライン
標準価格: 4,510,000円〜(消費税別途) 2017年11月21日現在
一般的名称: 歯科用ユニット
機器の分類: 管理医療機器(クラスⅡ)
特定保守管理医療機器
医療機器認証番号: 228ACBZX00018000

www.dental-plaza.com

診療環境で、マイクロスコープ診療が変わる!!

人が中心の診療システムだから実現できるマイクロスコープ診療に適した環境。

人間工学に基づいた器具の配置 であるため、視線をそらしたり、
無理に手をのばさなくても器具のピックアップリターンができます。

ここに
注目!

視線をそらさない、 インスツルメントの配置

インスツルメントを、一定の場所に配置して
いるため、マイクロスコープから、視線をそら
さずピックアップリターンが行えます。



ここに
注目!

アシスタントが常にサポートできる診療システム

Spaceline EXとエリアキャビネット ヴァリエ2を組み合わせる事
で、器具器材の準備や口腔外作業でアシスタントが離れる事があ
りません。先生がマイクロスコープから視線をそらす必要がないよ
うに常に近くでサポートしていただけます。

ここに
注目!

アシスタントがサポート しやすい器具の配置

円滑なマイクロスコープ診療を行うためには
アシスタントとの連携が重要になります。
3Wayシリンジやバキュームが肩口にあり、
アシスタントが瞬時に口腔内でサポートでき
るため、マイクロスコープでの診療時間の短
縮につながります。ミラークリーニングを適
時行う事で、先生がミラーを拭う作業が必要
ないので、フォーカシングの必要がなくな
ります。特に、高倍率で診療を行っている際に、
ミラーで見える場所を再度探す必要もなくな
ります。





このコースのプログラムはアメリカに本部を置く
NPO法人GEPEC認定の3 knowledge basesに
より構成されています。

すべての
先生に >>>

セミナーNo. ①

導入前にぜひ知っておきたい!『pdマイクロスコープ入門』セミナー
根管治療から支台形成、外科までマイクロスコープをとことん使いこなそう! 1DAY

エンド

マイクロスコープ

講 師	磯崎 裕騎先生	会 場	株式会社モリタ 大阪本社	定 員	24名
日 時	2018年6月17日(日) 13:00~16:00	参加費	7,560 円(税込)		

セミナーNo. ②

見える!削れる!スキルアップセミナー 2DAYS

ミラーテクニック

講 師	中田 和宏先生	会 場	株式会社モリタ 大阪本社	定 員	10名
日 時	①2018年 8月18日(土) 14:00~18:00 8月19日(日) 10:00~17:00 ②2019年 2月23日(土) 14:00~18:00 2月24日(日) 10:00~17:00	参加費	モリタ友の会 会 員 本 人 / 43,200 円(税込) モリタ友の会 一般会員スタッフ / 46,440 円(税込) ※お勤め先の院長先生が一般会員にご入会の場合 モリタ友の会 未 入 会 / 57,240 円(税込)		

セミナーNo. ③

マイクロスコープ導入前に!! マイクロスコープを使った診療システム 1DAY

ミラーテクニック

マイクロスコープ

講 師	麻生 昌秀先生・磯崎 裕騎先生・谷口 敏雄先生	会 場	株式会社モリタ 大阪本社	定 員	10名
日 時	①2018年 7月22日(日) 9:30~17:00 ②2018年10月21日(日) 9:30~17:00	参加費	モリタ友の会 会 員 本 人 / 56,160 円(税込) モリタ友の会 一般会員スタッフ / 59,400 円(税込) ※お勤め先の院長先生が一般会員にご入会の場合 モリタ友の会 未 入 会 / 70,200 円(税込)		

セミナーNo. ④

pdマイクロスコープ 診療システム習得コース 2DAYS

マイクロスコープ

ミラーテクニック

講 師	麻生 昌秀先生・磯崎 裕騎先生・谷口 敏雄先生	会 場	株式会社モリタ 東京本社	定 員	10名
日 時	①2018年9月23日(日) 10:00~18:00 9月24日(月・祝) 9:30~17:30 ②2019年1月13日(日) 10:00~18:00 1月14日(月・祝) 9:30~17:30	参加費	モリタ友の会 会 員 本 人 / 172,800 円(税込) モリタ友の会 一般会員スタッフ / 176,040 円(税込) ※お勤め先の院長先生が一般会員にご入会の場合 モリタ友の会 未 入 会 / 186,840 円(税込)		

1日目
2日目

①マイクロスコープ診療に必要なミラーテクニックのご紹介
②マイクロスコープを保険治療でも生かす使い方
③マイクロスコープで精密な形成を自由自在に行うための実習
④マイクロスコープでの根管治療のポイント
⑤アシスタントとペアによるマイクロスコープ実習
(コース2日目にアシスタント1名、ご参加いただけます)
⑥マイクロスコープの選択方法

セミナーNo. ⑤

実践!臨床技術向上セミナー 歯科臨床が変わるコンサルテーションとミラーテクニックのチカラ 1DAY

マイクロスコープ

ミラーテクニック

コミュニケーション

講 師	中館 憲治先生・麻生 昌秀先生	会 場	東京会場 / 株式会社モリタ 東京本社 大阪会場 / 株式会社モリタ 大阪本社	定 員	10名
日 時	大阪 ①2018年 6月3日(日) 10:00~17:00 大阪 ②2018年11月18日(日) 10:00~17:00 東京 ①2018年 6月10日(日) 10:00~17:00 東京 ②2018年 9月9日(日) 10:00~17:00 東京 ③2018年12月2日(日) 10:00~17:00 東京 ④2019年 3月3日(日) 10:00~17:00	参加費	モリタ友の会 会 員 本 人 / 43,200 円(税込) モリタ友の会 一般会員スタッフ / 46,440 円(税込) ※お勤め先の院長先生が一般会員にご入会の場合 モリタ友の会 未 入 会 / 57,240 円(税込)		

セミナーNo. ⑥

アシスタントセミナー スペースラインをつかったバキュームテクニックコース 1DAY

アシスタントワーク

講 師	モリタ歯科衛生士インストラクター	会 場	株式会社モリタ 大阪本社	定 員	12名
日 時	①2018年 4月10日(木) 10:00~16:00 ②2018年 7月12日(木) 10:00~16:00 ③2018年10月18日(木) 10:00~16:00 ④2019年 2月7日(木) 10:00~16:00	参加費	モリタ友の会 一般会員スタッフ / 6,480 円(税込) ※お勤め先の院長先生が一般会員にご入会の場合 モリタ友の会 未 入 会 / 17,280 円(税込)		

お問合せ >>>> 株式会社モリタ 大阪本社セミナー係 TEL 0120-988-291 または TEL 06-6338-7146 受付時間:9時~17時(土曜・日曜・祝祭日除く)

Thinking ahead. Focused on life.

Leica M320-D

ライカM320歯科顕微鏡用 Full HD1080p カメラ内蔵

ハイパワーLEDとFULL HD カメラのハイクオリティモデル
記録・再生機能を内蔵した歯科用マイクロスコープ

1920×1080p FULL HDカメラを内蔵

高精細アポクロマートレンズを採用

リモコン操作で静止画・動画をSDカードに記録、再生可能

ハイパワーLEDダブルビーム照射

Leica
MICROSYSTEMS



対物レンズ マルチフォーカス F200-300mm



広範囲対応

作業長200~300mmのピント調整が可能

操作性が向上

手元のノブ操作でピントの調整が可能

対応機種

ライカM320-Dへの装着が可能

発売 株式会社 モリタ 大阪本社: 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL 06-6380-2525 東京本社: 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL 03-3834-6161
製造販売 ライカマイクロシステムズ株式会社: 東京都新宿区高田馬場1-29-9 〒169-0075 販売 マニー株式会社
販売名: ライカM320F12-D 一般的名称: 可搬型手術用顕微鏡 機器の分類: 一般医療機器(クラスI) / 特定保守管理医療機器 医療機器届出番号: 13B3X00324320FD1

www.dental-plaza.com