

オソンステンレス印象トレー

歯科印象採得用トレー

耐食性・耐久性に優れたステンレススチールを使用しています。



Features

1 患者さんの快適性を重視した設計

咬合湾曲を意識した設計を採用し、
トレーが粘膜に当たる不快感を
軽減します。

2 軽量でより扱いやすく

従来品よりも軽量で扱いやすくなり、
作業もスムーズに行えます。

滅菌方法

オートクレープ対応:134℃、5分以上
※乾燥工程不可

3 滑らかな表面と細いワイヤー設計で清掃も簡単

印象材が取り除きやすく、お手入れも簡単に行えます。

4 収納に便利なハンドル形状

フックタイプのハンドル形状でより収納
しやすく、器具の管理にも便利です。




Specification

有歯顎用

セット 8入 19,000円 206390009
単品 各 2,400円 206390010

局部用

セット 4入 9,500円 206390011
単品 各 2,400円 206390012



販売名:オソンスステンレス印象トレー 一般名称:歯科印象採用用トレー 医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 医療機器届出番号:27B1X00109000359

●標準価格の後の9ケタの数字は品目コードです。 ●掲載商品の標準価格は、2025年9月1日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。 ●ご使用に際しましては、製品の添付文書および使用方法を必ずお読みください。

●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。
販 売 株式会社モリタ 大坂本社:大坂府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0900.222 8020 (フリーコール)

www.dental-plaza.com

PUB NO.M8325.1.2507.50.900G.IO/ZU 208530649